

Instruments

Testeurs de pH électronique avec électrode remplaçable

Premier testeur de pH paru en 1986, le pHep® a révolutionné le marché en fournissant aux utilisateurs un appareil précis, économique et facile à utiliser: une alternative intéressante aux papiers de tournesol traditionnels.

Depuis plus de vingt ans, cette série de testeurs a complètement été redessinée afin de répondre aux besoins de productivité.

Le corps des appareils est maintenant plus robuste et ergonomique. Un plus grand écran a également été ajouté permettant une visibilité dans n'importe quel angle. La jonction de tissu renouvelable optimise la durée de vie du testeur. Les instruments de la famille pHep® sont dotés d'un capuchon protégeant le bulbe de verre de l'électrode. Ces populaires testeurs sont utilisés pour des mesures rapides de pH dans une large gamme d'applications.



Description du produit

HI 98106 (*Champ*®) est livré avec capuchon de protection, tournevis d'étalonnage, piles et manuel d'instructions.

HI 98107 (pHep®) est livré avec capuchon de protection, tournevis d'étalonnage, piles et manuel d'instructions.

HI 98108 (pHep®+) est livré complet avec capuchon de protection, tournevis d'étalonnage, piles et manuel d'instructions.

INLAB 89, Av. Moussa Ben Noussair, N°64 90000 Tanger-Maroc
Email: contact@inlab.ma

Web: www.inlab.ma

Tél: +212 (0)5 39 33 19 87

Caractéristiques techniques

	HI 98106 (<i>Champ</i> ®)	HI 98107 (pHep®)	HI 98108 (pHep®+)
Gamme		0.0 à 14.0 pH	
Résolution		0.1 pH	
Précision (@20°C/68°F)	±0.2 pH	±0.1 pH	
Étalonnage	manuel, 1 point	manuel, 1 point	manuel, 2 points
Compensation T°	—	—	automatique, 0 à 50°C
Type de piles/durée	4 x 1.5V / approx. 800 heures d'utilisation continue	4 x 1.5V / approx. 700 heures d'utilisation continue	4 x 1.5V / approx. 700 heures d'utilisation continue
Environnement		0 à 50°C (32 à 122°F); HR max 95%	
Dimensions		175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9")	
Poids		95 g (3.4 oz)	

Accessoires

HI 73108*	Électrode de rechange pour	HI 7004M	Solution d'étalonnage
HI 98108			pH 4.01, 230 ml
HI 73106*	Électrode de rechange pour	HI 7007M	Solution d'étalonnage
HI 98106 et HI 98107			pH 7.01, 230 ml
HI 70004P	Solution d'étalonnage	HI 7010M	Solution d'étalonnage
	pH 4.01, 25 x 20 ml		pH 10.01, 230 ml
HI 70007P	Solution d'étalonnage	HI 70300M	Solution d'entreposage pour
	pH 7.01, 25 x 20 ml		électrodes, 230 ml
HI 70010P	Solution d'étalonnage	HI 7061M	Solution de nettoyage à usage
	pH 10.01, 25 x 20 ml		général pour électrodes,
			230 ml

* Doit être exécuté uniquement par du personnel qualifié.