

**Instruments de pH, conductivité
(jusqu'à 6000 $\mu\text{S}/\text{cm}$) et
température résistant à l'eau****Caractéristiques techniques**

	HI 9811-0	HI 9811-5
Gamme	pH EC SDT Température	0.0 à 14.0 pH 0 à 6000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 0 à 3000 mg/lppm —
Résolution	pH EC SDT Température	0.1 pH 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 10 mg/l —
Précision (@ 20°C/68°F)	pH EC SDT Température	±0.1 pH ±2% P.E. ±2% P.E. —
Facteur de conversion EC/SDT	—	0.5 mg/l = 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Étalonnage	manuel 1 point (tous paramètres)	manuel 1 point (tous paramètres)
Compensation température	automatique 50°C à 2% (EC/SDT)	automatique 50°C à 2% (EC/SDT)
Sonde	H 1285-0 pH/EC/SDT câblé m (incluse)	H 1285-5 pH/EC/SDT/T câblé m (incluse)
Type de pile/vie	1 x 9V / env. 50 heures d'utilisation continue	1 x 9V / env. 50 heures d'utilisation continue
Environnement	0 à 50°C / HR 100%	0 à 50°C / HR 100%
Dimensions / Poids	165x75x45 mm (6.5x2.9x1.8") (6.3oz)	165x75x45 mm (6.5x2.9x1.8") (6.3oz)

Accessoires

HI 1285-0	Sonde pH/EC/SDT, câble 1 m (3.3')	HI 7061L	Solution de nettoyage, 500 ml
HI 1285-5	Sonde pH/EC/SDT/T, câble 1 m (3.3')	HI 77100P	Solution d'étalonnage pH 7 et 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 10 x 20 ml chaque
HI 710015	Étui anti-choc, bleu	HI 77300P	Solution d'étalonnage pH 7 et 1382 ppm, 10 x 20 ml chaque
HI 710016	Étui anti-choc, orange	HI 77400P	Solution d'étalonnage pH 4 et 7, 5 x 20 ml chaque
HI 710022	Étui de protection bleu		
HI 70300L	Solution d'entreposage pour électrodes, 500 ml		

Description du produit

HI 9811-0 est livré avec sonde pH/EC/SDT HI 1285-0 avec câble 1 m (3.3'), solution d'étalonnage pH 7 (20 ml), solutions étalonnage 1382 ppm et 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (1 chaque), solution de nettoyage (x 2), étui de protection bleu, pile et instructions.

HI 9811-5 est livré avec sonde pH/EC/SDT/T HI 1285-5 avec câble 1 m (3.3'), solution d'étalonnage pH 7 (20 ml), solutions étalonnage 1382 ppm et 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (1 chaque), solution de nettoyage (x 2), étui de protection bleu, pile et instructions.

INLAB 89, Av. Moussa Ben Noussair, N°64

Tél: +212 (0) 5 39 33 19 87

Email: contact@inlab.ma

WEB: www.inlab.ma